

Wesentliche Merkmale:

- Andruckplatte mit dem Beutel fest verschweißt.
- ausreichende Länge des Schlauchbeutels auch bei stehend durchgeführter Irrigation
- durch geschlossene Beutelausführung
 - keine Spritzer nach außen
 - sehr geringe Geruchsbelästigung
- speziell für irrimed entwickelt, jedoch verwendbar für alle Irrigationssysteme

Unsere Produktempfehlung:

irrimed stoma



... für die perfekte Irrigation.

irrimed classic ist eine Entwicklung vom Stomaträger für Stomaträger.

Combifix und Zubehör

Combifix
Schlauchbeutel
Inhalt: 30 Stück
Best.-Nr.: 3000
PZN: 04923090



Schlauchsystem bestehend aus Überleitungsschlauch (1,30 m) mit Rücklaufsperre, **Irrigationskonus Gr. 1 für Combifix und enge Stomata**
Best.-Nr.: 3100; PZN: 16764716

oder

Schlauchsystem bestehend aus Überleitungsschlauch (1,30 m) mit Rücklaufsperre **Irrigationskonus Gr. 2 für Combifix und normale bis große Stomata**
Best.-Nr.: 3200; PZN: 16764722



Verschlussdeckel für Combifix
Best.-Nr.: 3004
PZN: 04923138

Schaefers
Medizintechnik GbR
Borkenerstr. 50
46342 Velen
Tel. 02863 95024



Combifix

der besondere Schlauchbeutel für Ihre Irrigation

 **Schaefers**
Medizintechnik GbR

www.schaefers-medizintechnik.de
info@schaefers-medizintechnik.de

Fotogalerie – Combifix in der Anwendung



1. Konus wird in den Schnapping eingerastet



3. alte Versorgung wird entfernt



5. Verbindung zu irriged wird hergestellt



2. Gürtel wird eingerastet



4. Beutel wird angelegt



6. Konus entfernt nach erfolgreichem Wassereinfluss und Öffnung mit Deckel verschlossen