

Kurzbeschreibung

irrimed classic rectal kann, dank seines modernen und leistungsfähigen Li-Ion Akkus, unabhängig vom Stromnetz überall eingesetzt werden.

Mit dem weltweit einsetzbaren Schnelllader laden Sie den Akku in max. 8 h wieder vollständig auf. Die Wassertemperatur lesen Sie über eine große und deutliche LCD Anzeige sehr einfach ab.

Dank des ergonomisch optimalen Wasserbehälters mit separatem Traggriff tragen Sie den gefüllten irrimed bequem und mit wenig Kraft zum Anwendungsort.

Auf Reisen kann der Griff platzsparend einfach nach unten herausgeschoben werden.

Unser Serviceversprechen:

- Kompetente Beratung
- Reparaturen in weniger als einer Woche
- kostenloses Leihgerät

Bestelldaten

irrimed classic rectal
Best. – Nr.: 5000
PZN: 09 536 883

irrimed classic rectal ist mit allem erforderlichen Zubehör im Fachhandel zu erhalten.

irrimed classic rectal ist im Hilfsmittelverzeichnis unter der Nummer 03. 36.01.2002 gelistet und somit rezeptfähig.

In der Regel übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten.



Dipl.-Ing. H. Schaefers
Medizintechnik GbR

Borkener Straße 50
46342 Velen-Ramsdorf
Telefon: 02863 95024
Fax: 02863 95025
info@schaefers-medizintechnik.de
www.schaefers-medizintechnik.de

Flyer irrimed 5000 – Stand 2015-02-09



die Lösung heißt:



irrimed classic

Was ist Irrigation?

Wenn durch nervenbedingte Lähmungen die Darmtätigkeit gestört ist oder ein Schließmuskeldefekt vorliegt und es daher zu unkontrollierter Darmentleerung kommt, ist die Irrigation die einzige Methode, um wieder eine kontrollierte Darmentleerung zurückzugewinnen.

Stuhlinkontinenz und andere Probleme bei der Darmentleerung gehören damit der Vergangenheit an.

Mit irrimed classic rectal werden diese Probleme sicher gelöst und Sie können Ihr privates und soziales Umfeld wieder voll genießen.

irrimed^{classic} rectal

**.. ist ein akkugetriebene Irrigator
speziell für die rektale Irrigation.**



Wie ist die Anwendung?

Die Anwendung ist sehr einfach, da sie mit dem weithin bekannten Reinigungseinlauf vergleichbar ist.

Es wird temperiertes Leitungswasser in den Behälter des irrimed eingefüllt. Dies Wasser wird dann, von einer Kreislumppe getrieben, mittels Überleitungsschlauch durch Konus oder Rektalkatheter in das Rektum gepumpt.

Hierdurch wird ein Dehnungsreiz gesetzt, der wiederum die Peristaltik und damit die Darmentleerung aktiviert.

In der Folge wird eine Entleerung des Mastdarmes und teilweise auch des Dickdarmes erreicht, so dass stuhlgangfreie Zeiten von 24 Stunden und mehr erreicht werden können.

Die genaue Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanleitung unter:

www.schaefers-medizintechnik.de