

Raum für weitere Mitteilungen:

Dipl.- Ing. H. Schaefers
Medizintechnik GbR
Postfach 2115

46338 Velen - Ramsdorf

Combifix und Zubehör

Combifix
Schlauchbeutel
Inhalt: 30 Stück
Best.-Nr.: 3000
PZN: 4923090



Überleitungsschlauch
für Combifix - irriged
Best.-Nr.: 2003
PZN: 1540750

Irrigationskonus für
enge Stomata
Best.-Nr.: 3001
PZN: 4923109



Verschlussdeckel für
Combifix
Best.-Nr.: 3004
PZN: 4923138

Irrigationskonus für
normale Stomata
Best.-Nr.: 3005
PZN: 1433273




Dipl.- Ing. H. Schaefers
Medizintechnik GbR
Borkener Str. 50
46342 Velen – Ramsdorf
Tel. 02863 95024 Fax: 95025

Combifix Flyer Stand 2016-04-14

Combifix

der oben geschlossene Schlauchbeutel
für die Irrigation





Auf dem Bild ist deutlich zu erkennen, dass der Beutel am oberen Ende verschweißt ist. Der Konus wird von außen in einen Schnapping eingesetzt, so dass die Hand, die den Konus in das Stoma einführt niemals mit Wasser oder Ausscheidungen in Berührung kommt.

Wesentliche Merkmale:

- Andruckplatte mit dem Beutel fest verschweißt.
- ausreichende Länge des Schlauchbeutels auch bei stehend durchgeführter Irrigation
- da geschlossene Beutelausführung
 - keine Spritzer nach außen
 - sehr geringe Geruchsbelästigung
- speziell für akkubetriebene Irrigationssysteme entwickelt, jedoch verwendbar für alle Irrigationssysteme

irrimed classic

Mit irrimed classic stellen wir Ihnen die neueste Stufe der akkubetriebenen Irrigationssysteme vor:

- Akkukapazität 2600 mAh daher noch leistungsfähiger
- noch komfortabler in der Bedienung
- Schnelllader zur Ladung der Akkus in kurzer Zeit
- Schnelllader für Netzspannung von 100 Volt bis 240 Volt, daher weltweit einsetzbar



Musteranforderung

(Bitte abtrennen und abschicken oder faxen)

Absender:

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Zurzeit benutze ich folgenden Irrigator:

- irrimed classic
- Irrimatic
- Iryflex
- Coloplast
- Dansac
- Hollister