

Kurzbeschreibung

irrimed classic kann, dank seines modernen und leistungsfähigen Li-Ion Akkus, unabhängig vom Stromnetz überall eingesetzt werden.

Mit dem weltweit einsetzbaren Schnelllader laden Sie den Akku in max. 8 h wieder vollständig auf.

Die Wassertemperatur lesen Sie über eine große und deutliche LCD Anzeige sehr einfach ab.

Dank des ergonomisch optimalen Wasserbehälters mit separatem Traggriff tragen Sie den gefüllten irrimed bequem und mit wenig Kraft zum Anwendungsort. Für Reisen kann der Griff platzsparend einfach nach unten herausgeschoben werden.

Unser Serviceversprechen:

- Kompetente Beratung
- Reparaturen in weniger als einer Woche
- kostenloses Leihgerät

Bestelldaten

irrimed classic stoma
Best. – Nr.: 4000
PZN: 09 396 608

irrimed classic ist mit allem erforderlichen Zubehör im Fachhandel zu erhalten oder für privat versicherte auch direkt bei uns

irrimed classic stoma ist im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen unter der Nummer 29.26.08.1005 gelistet und kann somit rezeptiert werden.

Die privaten Krankenkassen erstatten die Kosten nach dem Kostenerstattungsprinzip (eventuell vorher mit Ihrer Krankenkasse klären).

 **Dipl.- Ing. H. Schaefers**
Medizintechnik GbR

Borkener Straße 50
46342 Velen-Ramsdorf

Telefon: 02863 95024
Fax: 02863 95025
info@schaefers-medizintechnik.de
www.schaefers-medizintechnik.de

Flyer irrimed 4000 - Stand 2015-06-09



Stoma aber kein Beutel...

die Lösung heißt:



irrimed classic

Was ist Irrigation?

Die Irrigation die einzige Methode, um bei einem Colostoma wieder eine kontrollierte Darmentleerung zurück zu gewinnen und stuhlgangfreie Zeiten von 24 bis 48 Stunden und mehr zu erreichen. Es kann auf eine Beutelversorgung verzichtet werden und der Beutelwechsel entfällt. Das Stoma wird lediglich diskret mit einer Stomakappe abgedeckt.

Somit gehört ein mehrfacher Beutelwechsel am Tage der Vergangenheit an.

Mit irrimed classic werden diese Probleme sicher gelöst und Sie können Ihr privates und soziales Umfeld wieder voll genießen.

irrimed classic
stoma

...für die perfekte Irrigation.

irrimed classic ist eine Entwicklung vom Stomaträger für Stomaträger.



Wie ist die Anwendung?

Die Anwendung ist sehr einfach, da sie mit dem weithin bekannten Einlauf vergleichbar ist.

Es wird temperiertes Leitungswasser in den Behälter des irrimed eingefüllt. Dies Wasser wird dann, von einer Kreiselpumpe getrieben, mittels Überleitungsschlauch durch in das Stoma gepumpt.

Hierdurch wird ein Dehnungsreiz gesetzt, der wiederum die Peristaltik und damit die Darmentleerung aktiviert.

In der Folge wird eine Entleerung des Mastdarmes und teilweise auch des Dickdarmes erreicht, so dass stuhlgangfreie Zeiten von 24 bis 48 Stunden und mehr erreicht werden können.

Die genaue Beschreibung der Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanleitung unter: www.schaefers-medizintechnik.de