

Ruimte voor mededelingen:

Dipl.- Ing. H. Schaefers
Medizintechnik GbR
Postfach 2115

D-46338 Velen-Ramsdorf

Combifix en toebehoren

Combifix spoelzak
Inhoud: 30 stuks
Art.nummer : 3000



Verbindings slang voor
Combifix - irrigated
Art.nummer: 2003

Irrigatieconus voor
nauwe stoma-opening
Art.nummer: 3001



Afsluitdop voor
Combifix
Art.nummer: 3004

Irrigatieconus voor
normale stoma-opening
Art.nummer: 3005




Dipl.- Ing. H. Schaefers
Medizintechnik GbR
Borkener Str. 50
D-46342 Velen-Ramsdorf
Tel. +49(0)2863 95024, fax: +49(0)2863 95025

Combifix-flyer NL 2014-01-30

Combifix

het aan de bovenzijde gesloten
spoelzak





Op de foto is duidelijk te zien dat de zak aan de bovenkant is geseald. De conus wordt van buiten in een steunring gezet, zodat de hand die de conus in de stoma inbrengt nooit met water of ontlasting in aanraking kan komen.

Essentiële kenmerken:

- De aandrukplaat is aan de zak vastgelast.
- Het irrigatiesleeve is lang genoeg, ook bij staand spoelen
- Gesloten zak
 - spettert niet naar buiten
 - zeer geringe geuroverlast
- Speciaal ontwikkeld voor op accu werkende irrigatiepompen, maar bruikbaar voor alle irrigatiesystemen

irrimed classic

Met irrimed classic stellen wij u het nieuwste model irrigatiepomp op accu voor

- Accucapaciteit 2600 mAh, dus nu nóg krachtiger
- nog comfortabeler in de bediening
- snellader voor oplading van de accu's in korte tijd
- snellader voor netspanning van 100 tot 240 Volt, dus overal ter wereld te gebruiken



Aanvraag proefpakket

(uitknippen en verzenden per post of fax a.u.b.)

Afzender:

Naam

Straat

Postcode/plaats

Telefoon

Momenteel gebruik ik de volgende irrigator:

- irrimed
- Irrimatic
- Iryflex
- Coloplast
- Dansac
- Hollister