

Service wordt bij ons

met hoofdletters geschreven

Alle vragen rondom irrigatie met de irrimed classic beantwoorden wij graag en vakkundig.

De standaard uitgebreide accessoires die bij irrimed behoren, vergemakkelijken voor u het spoelen. De accessoires zijn bij uw handelaar verkrijgbaar. De artikelen zijn op recept. Over het algemeen worden de kosten vergoed door uw ziektekostenverzekering of vallen onder de aanbieding van de handelaar.

Benaming	Art.nummer
----------	------------

irrimed classic	6000
-----------------	------

voor het spoelen via een stoma of rectaal met de volgende onderdelen:

- snellader stroomspanning 100 V - 240 V
- verbindings slang
- Irrigatieconus klein
- Irrigatieconus groot
- Combifix spoelzak (3 stuks)
- afsluitdop
- sluitclip voor spoelzak
- gordel voor spoelzak
- rectaalcatheter
- gebruiksaanwijzing

Flyer NL 2013-04-10



irrimed classic

de moderne oplossing bij
ontlastingsincontinentie

irrimed classic

de moderne oplossing bij
ontlastingsincontinentie



Dipl.-Ing. H. Schaefer
Medizintechnik GbR

Borkener Straße 50
D-46342 Velen – Ramsdorf

Tel.: ++49/2863/95024
Fax: ++49/2863/95025

info@schaefers-medizintechnik.de
www.schaefers-medizintechnik.de





Wij verlichten sinds 1988 bij veel ontlastings-incontinentie patiënten het spoelen.

Met onze unieke innovatie behoren problemen met spoelen tot het verleden.

Om u als gebruiker meer onafhankelijkheid bij het spoelen (de irrigatie) te bieden, tijd te besparen en ongecompliceerde handelingen te garanderen, hebben wij in 1988 de eerste op accu werkende irrigatiepomp ontwikkeld en die sindsdien voortdurend verbeterd.

Momenteel worden onze irrigators, die bekend zijn onder de naam Irrimatic, tot volle tevredenheid gebruikt door meer dan 25000 mensen.

Met irrimed classic stellen wij u het nieuwste model irrigatiepomp op accu voor:

- nog productiever
- nog comfortabeler in de bediening



irrimed classic in detail

irrimed classic kan zowel voor de stoma-irrigatie alsook voor de anale irrigatie gebruikt worden.

irrimed classic beschikken over een modern, groot en goed leesbaar LCD-scherm, waarop u de juiste temperatuur kunt aflezen.

irrimed classic biedt u nu een maximale accucapaciteit zodat u ook vaker gedurende, langere tijd gespoeld kunt worden. Dit is vooral bij de rectale spoeling vaak belangrijk en comfortabel.

Met de bijbehorende snelacculader is de accu in korte tijd weer opgeladen, irrimed classic heeft slechts korte tijd aangesloten te worden op het stroomnet. Het controlelampje in de snellader informeert u steeds over de laadtoestand.

Zekerheid wordt bij ons met hoofdletters geschreven:

De aansluiting voor de snellader is om redenen van functionele veiligheid bevestigd aan de zijkant. Daarom kan water niet zo snel doordringen in het stopcontact.

Ons comfort voor u:

Uw irrimed classic is door de nieuwste besturingstechnieken en motor bijzonder stil.

Bewezen voordelen blijven:

Bewezen voordelen van irrimed classic blijven en onderstrepen het duidelijke voordeel in vergelijking met andere traditionele irrigators.

Geen ophangstelsel nodig

irrimed classic bouwt de benodigde spoeldruk zelfstandig op en houdt deze constant. De spoeldruk kan daarbij traploos worden ingesteld. Bovendien kan irrimed bijvoorbeeld in een kleine toiletruimte (op reis of op de camping) ook op de grond worden gezet.

Snellere en betere watertoevoer

Zo worden de darmen beter gelegeerd en daarmee ontstaat een langere ontlastingsvrije periode.

Ruimtelijke onafhankelijkheid

irrimed classic is met zelf oplaadbare Li-ion accu's uitgerust, daardoor onafhankelijk van het stroomnet en daarmee overal inzetbaar voor irrigatie.

Eenvoudig te bedienen

Het waterreservoir is gemakkelijk te vullen. De getallen kunnen van twee kanten aflezen.

Duidelijke tijdbesparingen

De handleiding is eenvoudig en vanzelfsprekend. Daarmee spaart u veel tijd bij de irrigatie.

Hoge zekerheid

Door drie onafhankelijk van elkaar werkende beveiligingssystemen voldoet irrimed classic aan de modernste veiligheidsnormen.

irrimed classic de moderne vorm van spoelen